

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A20 Para Wb, Elisa - 043772

Número de artículo: CM0013411

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC25A20 humano, el transportador de carnitina/acilcarnitina mitocondrial (CACT), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Especie	Humano
GeneID	788
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SLC25A20 humano (NP_000378.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43772
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo