

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc25A21 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Bqt8

Número de artículo: CM0022132

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A21 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta el transportador mitocondrial de 2-oxodicarboxilato (ODC) humano y de rata, de 33 kDa. Ideal para investigaciones sobre el transporte metabólico y el catabolismo de la lisina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC25A21 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ODC; ODC1; MTDPS18; SLC25A21
Especie	Humano
GeneID (humano)	89874
GeneID	89874
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 148-247 de SLC25A21 humano (NP_085134.1))
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q9BQT8
Peso molecular de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo