

Anticuerpo Policlonico Anti-Slc25A23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv35

Número de artículo: CM0015715

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra SLC25A23, un transportador mitocondrial ATP-Mg/Pi que regula los grupos de nucleótidos adenínicos y la captación de calcio. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata (52 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79085
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de SLC25A23 humano (NP_077008.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV35
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo