

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc25A26 Para Wb Y Elisa - Q70Hw3

Número de artículo: CM0020841

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A26 humano, adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Dirigido contra la proteína transportadora mitocondrial de S-adenosilmetionina para estudios de metilación y transporte. Peso molecular: 29 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC25A26 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAMC; COXPD28; SLC25A26
Especie	Humano
GeneID	115286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-185 de SLC25A26 humano (NP_775742.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q70HW3
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo