

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A27 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95847

Número de artículo: CM0013329

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC25A27 humano (UCP4). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de desacoplamiento mitocondrial y estrés metabólico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo SLC25A27
Observaciones/Alias	UCP4; SLC25A27
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9481
GeneID	9481
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de SLC25A27 humano (NP_004268.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95847
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo