

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A38 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Dw6

Número de artículo: CM0013515

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido a SLC25A38 humano, un transportador mitocondrial de glicina involucrado en la biosíntesis del hemo. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en eritropoyesis y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A38 pAb de conejo
Notas/Alias	SIDBA2; SLC25A38
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54977
GeneID	54977
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SLC25A38 humano (NP_060345.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policloniales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96DW6
Peso Molecular	34kDa
Envío	Bolsa de hielo