

Anticuerpo Policlonico Anti-Slc25A39 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bzj4

Número de artículo: CM0020108

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo Anti-SLC25A39 para aplicaciones WB, IF-P y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Dirigido al transportador mitocondrial de glutatión, útil para investigación en biología redox y eritropoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A39 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGI69; CGI-69; SLC25A39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51629
GeneID	51629
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-250 de la SLC25A39 humana (NP_001137252.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZJ4
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo