

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A43 Para Wb, Elisa - Q8Wut9

Número de artículo: CM0018624

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SLC25A43 para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce al miembro 43 de la familia de transportadores de solutos 25 humana, un transportador de la membrana interna mitocondrial. Ideal para estudios de transporte mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	slc25a43 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC25A43; slc25243
Especie	Humano
GeneID (Humano)	203427
GeneID	203427
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de slc25a43 humana (NP_660348.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUT9
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo