

Anticuerpo Monoclonal Anti-Slc25A4/Ant1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12235

Número de artículo: CM0003159

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SLC25A4/ANT1 (ADP/ATP translocasa 1) humano, validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para investigación de transporte mitocondrial y bioenergética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SLC25A4/ANT1 Rabbit mAb
Notas/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	291
GeneID	291
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de SLC25A4/ANT1 humano (NP_001142.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12235
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo