

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A4/Ant1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12235

Número de artículo: CM0013982

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC25A4/ANT1 (ADP/ATP translocasa 1) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la translocación de ADP/ATP, desacoplamiento mitocondrial y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A4/ANT1 pAb de conejo
Notas/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A; SLC25A4/ANT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	291
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12235
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo