

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc26A11 Para Wb Y Elisa - Q86Wa9

Número de artículo: CM0022314

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC26A11 humano (transportador de aniones sulfato independiente de sodio), validado para WB y ELISA, con reacción cruzada con ratón. Útil para estudios de riñón, cerebro y biología del transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC26A11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC26A11
Especie	Humano
ID del gen	284129 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de SLC26A11 humano (NP_001159819.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q86WA9
Peso molecular	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo