


Anticuerpo Policlonico Anti-Slc26A3 Para Wb Y Elisa - P40879

Número de artículo: CM0028685



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC26A3 (DRA/CLD), un intercambiador de cloruro-bicarbonato. Validado para Western blot y ELISA; útil para investigación de cáncer de colon y transporte de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC26A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLD, DRA, SLC26A3
Especie	Humano
ID del Gen	1811
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 505-764 de la SLC26A3 humana (NP_000102.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40879
Peso de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo