


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc26A6 Para Wb Y Elisa - Q9Bxs9

Número de artículo: CM0018726



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC26A6 humano (proteína similar a pendrina 1) para Western blot (WB) y ELISA. Validado para muestras humanas, apoya la investigación sobre transportadores de intercambio de aniones en la homeostasis ácido-base y el transporte de iones, especialmente en riñón y páncreas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC26A6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC26A6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	65010
ID de Gen	65010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 509-758 del SLC26A6 humano (NP_599025.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BXS9
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo