

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc27A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Pcb7

Número de artículo: CM0017050

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SLC27A1 validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Estudie la proteína 1 de transporte de ácidos grasos de cadena larga en el metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | SLC27A1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1; SLC27A1                                                                                                 |
| Especie             | Humana                                                                                                                               |
| ID de gen (Humano)  | 376497                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-646 de SLC27A1 humano (NP_940982.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q6PCB7                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 71kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |