

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc27A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14975

Número de artículo: CM0014083

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC27A2 (FATP2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte y metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC27A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226; SLC27A2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	11001
ID de gen	11001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-573 de FATP2 humano (NP_003636.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14975
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo