

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc27A6 Para Ihc-P, Elisa - Q9Y2P4

Número de artículo: CM0021963

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC27A6 / FATP6 para aplicaciones IHC-P y ELISA. Detecta SLC27A6 humano y de ratón, un transportador de ácidos grasos de cadena larga y ligasa de acil-CoA, de 70 kDa. Ideal para investigaciones sobre corazón, placenta y glándulas suprarrenales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC27A6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; solute carrier family 27 member 6
Especie	Humano
GenelD	28965
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 506-600 del SLC27A6 humano (NP_054750.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y2P4
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo