

## Anticuerpo Policlonal Anti-Slc27A6 Para Wb Y Elisa - Q9Y2P4

Número de artículo: CM0026434

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC27A6 (FATP6), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Utilizado en investigación del transporte y metabolismo de ácidos grasos. UniProt Q9Y2P4.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo SLC27A6                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 28965                                                                                                                       |
| GeneID              | 28965                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 370-619 de SLC27A6 humano (NP_054750.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                               |
| SWISS               | Q9Y2P4                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 70kDa                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |