

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc28A2 Para Wb Y Elisa - O43868

Número de artículo: CM0022982

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC28A2 (CNT2) humano, adecuado para Western blot y ELISA. Validado en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación sobre el transporte de nucleósidos purínicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC28A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNT2, HCNT2, SPNT1, HsT17153, SLC28A2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9153
ID del gen	9153
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de SLC28A2 humano (NP_004203.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43868
Peso proteico	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo