


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc28A3 Para Wb, Elisa - Q9Has3

Número de artículo: CM0018177



Introducción

SLC28A3 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, que detecta el transportador de nucleósidos concentrativo 3 humano y de ratón, un transportador de nucleósidos dependiente de sodio implicado en el transporte de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC28A3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CNT3; SLC28A3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	64078
ID del Gen	64078
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 612-691 de SLC28A3 humano (NP_071410.1).)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HAS3
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo