


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc29A1 Para Wb, Elisa - Q99808

Número de artículo: CM0016086



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC29A1/ENT1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de transporte de nucleósidos y transportadores equilibrativos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC29A1
Observaciones/Alias	AUG; ENT1; SLC29A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2030
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de SLC29A1 humano (NP_001071645.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99808
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo