

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc29A3 Para Wb, Elisa - Q9Bzd2

Número de artículo: CM0016793

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC29A3/ENT3 humano. Validado para WB y ELISA. Objetivo: el transportador de nucleósidos implicado en el rescate de purinas/pirimidinas lisosomales y mitocondriales. Para investigación sobre metabolismo de nucleósidos e inmunología de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC29A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55315
GeneID	55315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 del SLC29A3 humano (NP_060814.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZD2
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo