

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc2A13 Para Wb, Elisa - Q96Qe2

Número de artículo: CM0030728

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC2A13 (HMIT), un cotransportador de protones de mio-inositol, validado en WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para investigación en neurociencia y transportadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC2A13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMIT; SLC2A13
Especie	Humano
GenelD (Humano)	114134
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 564-648 del SLC2A13 humano (NP_443117.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96QE2
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo