

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc2A4Rg Para Wb, Elisa - Q9Nr83

Número de artículo: CM0022053



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC2A4RG de alta calidad para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar los mecanismos de regulación génica de GLUT4 y la enfermedad de Huntington.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC2A4RG
Observaciones/Alias	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56731
GeneID	56731
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 de SLC2A4RG humano (NP_064446.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NR83
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo