

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc2A5 (Glut5) Para Wb Para Elisa - P22732

Número de artículo: CM0015643

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC2A5 (GLUT5), validado para Western blotting (WB) y ELISA, con reactividad cruzada a humano y ratón. Adecuado para la investigación del transportador de fructosa y estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC2A5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLUT5; GLUT-5; SLC2A5
Especie	Humano
GeneID (humano)	6518
GeneID	6518
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SLC2A5 humano (NP_003030.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P22732
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo