


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc2A9 Para Wb Y Elisa - Q9Nrm0

Número de artículo: CM0017306



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC2A9 (GLUT9/URATv1), un transportador de urato de alta capacidad. Apto para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en transporte de urato, función renal y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC2A9
Observaciones/Alias	GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9
Especie	Humano
GeneID (humano)	56606
GeneID	56606
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 429-529 de SLC2A9 humano (NP_064425.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NRM0
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo