

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc30A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M5

Número de artículo: CM0025046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC30A1/Transportador de zinc 1, para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Investiga el transporte de zinc/calcio, la cuproptosis y la protección contra la entrada de metales pesados. Optimizado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC30A1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZNT1; ZRC1; SLC30A1
Especie	Humano
ID de Gen	7779
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 328-507 de SLC30A1 humano (NP_067017.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6M5
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo