

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc31A1 Para Wb, Elisa - O15431

Número de artículo: CM0017400



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC31A1 humano (CTR1, transportador de cobre 1). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para la investigación del metabolismo del cobre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC31A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1317
ID de Gen	1317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 del SLC31A1 humano (NP_001850.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15431
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo