

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc32A1 Para Wb - Q9H598

Número de artículo: CM0028051

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC32A1 humano (VGAT/VIAAT), adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la neurotransmisión inhibitoria y la carga de vesículas sinápticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC32A1
Observaciones/Alias	VGAT, VIAAT, SLC32A1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	140679
GenelD	140679
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-525 de SLC32A1 humano (Q9H598)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H598
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo