

Anticuerpo Policlonico Anti-Slc32A1/Vgat Para Wb Y Elisa - Q9H598

Número de artículo: CM0014578

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-SLC32A1/VGAT validado para WB y ELISA, que reconoce el transportador vesicular de aminoácidos inhibidores de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de neurotransmisión inhibitoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-SLC32A1
Observaciones/Alias	VGAT; VIAAT; SLC32A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140679
GeneID	140679
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de SLC32A1 humano (NP_542119.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H598
Peso Molecular	57kDa
Envío	Bolsa de hielo