

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc34A1 Para Wb, Elisa - Q06495

Número de artículo: CM0027617

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC34A1 humano (NaPi-2a), validado para WB y ELISA. Detecta SLC34A1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el transporte de fosfato en membranas de borde en cepillo renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC34A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6569
GeneID	6569
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 562-639 del SLC34A1 humano (NP_003043.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06495
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo