

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc34A1 Para Wb Y Elisa - Q06495

Número de artículo: CM0018377

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC34A1 (NaPi-2a), validado para WB y ELISA. Detecta el cotransportador renal de sodio-fosfato humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del transporte de fosfato y las enfermedades renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC34A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6569
ID del gen	6569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 562-639 de SLC34A1 humano (NP_003043.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q06495
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo