

Anticuerpo Policlonico Anti-Slc34A2 Para Wb Y Elisa - 095436

Número de artículo: CM0026088

Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo contra SLC34A2 validado para Western blot (WB) y ELISA, que reacciona con Humano, Ratón y Rata. Adecuado para investigar el transporte de fosfato dependiente de sodio en células alveolares tipo II pulmonares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC34A2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PULAM; NPTIIb; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-IIb; SLC34A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10568
GeneID	10568
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-362 de la SLC34A2 humana (NP_001171469.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095436
Peso Molecular	76kDa
Envío	Bolsa de hielo