

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc34A3 Para Wb/Elisa - Q8N130

Número de artículo: CM0018151

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC34A3 humano (NaPi-2c, NPT2C) validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de riñón humano, de ratón y de rata. Útil para la investigación del transporte de fosfato renal y HHRH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SLC34A3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HHRH; NPT2C; NPT1lc; SLC34A3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	142680
GeneID	142680
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-117 del SLC34A3 humano (NP_543153.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N130
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo