

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc35A1 Para Wb, Elisa - P78382

Número de artículo: CM0014369

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC35A1 humano (transportador de CMP-ácido siálico). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigaciones sobre glicosilación y transporte en el aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	SLC35A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CST; hCST; CDG2F; CMPST; SLC35A1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10559
ID del gen	10559
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SLC35A1 humano (NP_006407.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P78382
Peso molecular de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo