

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc35D3 Para Wb, Elisa - Q5M8T2

Número de artículo: CM0023235

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC35D3 (ID de gen: 340146) validado para WB y ELISA. Detecta la proteína SLC35D3 humana, un transportador de UDP-glucosa probable implicado en la función de vesículas sinápticas y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC35D3 Rabbit pAb
Notas / Alias	FRCL1; SLC35D3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	340146
ID de gen	340146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-390 de la proteína SLC35D3 humana (NP_001008783.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5M8T2
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo