


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc37A4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43826

Número de artículo: CM0017048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC37A4 humano (G6PT) para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Compatible con la investigación de la homeostasis de la glucosa y la enfermedad de almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC37A4
Observaciones/Alias	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2542
GeneID	2542
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 330-429 de SLC37A4 humano (NP_001458.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43826
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo