

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc39A11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Bwy7

Número de artículo: CM0021302

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Slc39a11 (ZIP-11) de ratón, un transportador de zinc. Validado para western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para estudios de homeostasis de iones metálicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Slc39a11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZIP-11; 1810074D23Rik; Slc39a11
Especie	Ratón
GeneID	69806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-174 de Slc39a11 de ratón (NP_001159975.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8BWY7
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo