

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc39A2 Para Wb, Elisa - Q9Np94

Número de artículo: CM0021225

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC39A2 (ZIP2) humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada frente a rata. Adecuado para estudios de transporte de zinc e investigación sobre diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC39A2 pAb de conejo
Notas/Alias	6A1; ZIP2; ETI-1; ZIP-2; SLC39A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29986
GeneID	29986
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SLC39A2 humano (NP_055394.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9NP94
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo