

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc39A4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P5W5

Número de artículo: CM0028349

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC39A4 (ZIP4) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Transportador de zinc esencial para la captación dietética de zinc; ideal para la investigación del metabolismo del zinc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo SLC39A4
Observaciones/Alias	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
Especie	Humano
GeneID	55630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-327 de SLC39A4 humano (NP_570901.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P5W5
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo