

## Anticuerpo Policlinico Anti-Slc39A6 Para Wb, Elisa - Q13433

Número de artículo: CM0025608

### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a SLC39A6 (ZIP6/LIV-1) humano, un transportador de zinc involucrado en la EMT. Validado para Western blot (85 kDa) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer, inmunología y homeostasis de zinc.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SLC39A6 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Notas/Alias         | LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6                                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                               |
| GeneID              | 25800                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-320 de la proteína SLC39A6 humana (NP_001092876.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                  |
| SWISS               | Q13433                                                                                                                                               |
| Peso de la Proteína | 85kDa                                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                       |