

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Slc39A7 (Zip7) Para Wb Y Elisa - Q92504

Número de artículo: CM0029798



Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo dirigido a SLC39A7 (ZIP7), un transportador de zinc de RE/Golgi fundamental para la homeostasis del zinc, el desarrollo de linfocitos B y la señalización celular. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC39A7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7922
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-380 de SLC39A7 humano (NP_008910.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92504
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo