

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc39A8 Para Wb, Elisa - Q9C0K1

Número de artículo: CM0024087

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC39A8 (ZIP8) humano, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con rata. Adecuado para el estudio del transporte de zinc/manganeso, la regulación inmune y la homeostasis de metales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC39A8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6; SLC39A8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64116
GeneID	64116
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SLC39A8 humano (NP_071437.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9C0K1
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo