


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc3A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07837

Número de artículo: CM0028249



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SLC3A1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta niveles endógenos en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación de transporte de aminoácidos y enfermedades renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC3A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6519
ID del gen	6519
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 416-685 de SLC3A1 humano (NP_000332.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07837
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo