

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc3A2/Cd98Hc Para Wb, Elisa - P08195

Número de artículo: CM0024124



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC3A2/CD98hc, adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del transporte de aminoácidos, la señalización de integrinas y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	SLC3A2/CD98hc Rabbit pAb
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6520
ID de Gen	6520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 461-630 de SLC3A2/CD98hc humano (NP_002385.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08195
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo