


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc3A2/Cd98Hc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08195

Número de artículo: CM0027312



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC3A2/CD98hc, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Funciona como chaperona de transportadores de aminoácidos y participa en la señalización de integrinas y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] SLC3A2/CD98hc Rabbit pAb
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6520
GeneID	6520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-630 de SLC3A2/CD98hc humano (NP_002385.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08195
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo