


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc40A1 Para Wb Y Elisa - Q9Np59

Número de artículo: CM0013742



Introducción

Anticuerpo policlonal específico de conejo anti-SLC40A1 para Western blot y ELISA. Detecta la ferroportina humana y de ratón (Q9NP59), un exportador clave de hierro. Adecuado para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC40A1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Especie	Humana
GeneID (humano)	30061
GeneID	30061
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-300 de SLC40A1 humana (NP_055400.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q9NP59
Peso molecular	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo