


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc40A1 Para Wb, Elisa - Q9Np59

Número de artículo: CM0014173



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC40A1 humano (ferroportina), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con la ferroportina humana y de ratón. Adecuado para la investigación de la homeostasis del hierro y la hemocromatosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC40A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	30061
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-270 de SLC40A1 humano (NP_055400.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9NP59
Peso molecular	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo