

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc44A1 Para Wb, Elisa - Q8Wwi5

Número de artículo: CM0017695



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC44A1 humano (proteína 1 similar al transportador de colina). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre el transporte de colina y la síntesis de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SLC44A1
Observaciones/alias	CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1
Especie	Humano
GenelD (humano)	23446
GenelD	23446
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-210 de SLC44A1 humano (NP_536856.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8WWI5
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo