

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc46A1 Para Wb Y Elisa - Q96Nt5

Número de artículo: CM0030125

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra la región N-terminal de SLC46A1 humano (PCFT/HCP1). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta SLC46A1 endógeno en humano, ratón y rata. Para investigación sobre transporte de folato y tráfico de hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC46A1 Rabbit pAb
Notas/Alias	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	113235
GeneID	113235
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de SLC46A1 humano (NP_001229295.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96NT5
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo