


Anti-Slc47A1 (Mate1) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - Q96FI8

Número de artículo: CM0017336



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC47A1/MATE1 humano validado para WB y ELISA. Reconoce el transportador de multidroga MATE1 humano y de rata; ideal para la investigación del transporte de fármacos, excreción y toxicología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC47A1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MATE1; SLC47A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55244
ID de Gen	55244
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-550 del SLC47A1 humano (NP_060712.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96FL8
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo